

Link do produktu: <https://www.twoja-apteczka.pl/aparat-do-plukania-oka-p-58.html>

Aparat do płukania oka

Cena brutto	24,57 zł
Cena netto	22,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	58
Kod EAN	5902138051006
Producent	Boxmet

Opis produktu

Aparat do płukania oka

Oczy należą do narządów bardzo delikatnych i bardzo dobrze unerwionych, dlatego bardzo intensywnie reagują, gdy dojdzie to ich podrażnienia. Ciało obce, które dostanie się do oka wywołuje intensywną produkcję łez, ból oraz silne poczucie dyskomfortu. Często mimowolne tarcie oka w takim przypadku, jest przyczyną dodatkowego podrażnienia przez wprowadzane do niego drobnoustroje. Dlatego oka nie wolno trzeć. Jeśli mamy taką możliwość najlepiej wypłukać ciało obce za pomocą wody lub specjalnie do tego celu przygotowanych zestawów. Godny polecenia jest aparat do płukania oka - praktyczny i niezastąpiony, gdy do oka dostanie się ciało obce: piasek, owad, czy też pyłek. Warto pomyśleć o umieszczeniu go w apteczce pierwszej pomocy w pracy, w szkole, w domu. Aparat do płukania oka może przydać się również na wakacjach. Do zaproszenia oczu szczególnie często dochodzi u dzieci, zwłaszcza w czasie zabawy na plaży, czy też w piaskownicy. Dlatego warto zaopatrzyć się w ten niezwykle pomocny przyrząd.

Aparat do płukania oka - zastosowanie:

1. Miejsca pracy - w przypadku stanowisk o wysokim ryzyku narażenia na substancje chemiczne lub pyły, stosowanie aparatów do płukania oka jest istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.
2. Placówki medyczne do przemywania oczu pacjentów w przypadku urazów lub podrażnień.
3. Zastosowanie domowe - aparaty do płukania oka mogą być elementem zestawu pierwszej pomocy.

Aparat do płukania oka - kup on-line

Oferowany w naszym sklepie aparat nadaje się do płukania oczu przy użyciu wody, soli fizjologicznej oraz leków ocznych. Należy zwrócić uwagę, aby woda przygotowana do płukania była zawsze świeżo przygotowana, a leki stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza. Ogromną zaletą prezentowanego aparatu do płukania oka jest jego prosta budowa, która umożliwi łatwy demontaż w celu wyczyszczenia. Przyrząd jest złożony z pojemnika 0,25 l, wanienki z siatką, pokrywy na wanienkę oraz rurki (dreny medyczne). Pakowany wraz z ulotką informacyjną w szczelnie zgrzanym woreczku z folii PE. Tego typu aparat do płukania oka doskonale sprawdza się zarówno w przedsiębiorstwach, fabrykach, na placu budowy oraz w innych miejscach, w których nietrudno o zaproszenie oka, a także w zastosowaniu domowym.

Aparat do płukania oka - sposób użycia

W pierwszej kolejności należy odczepić wanienkę od pojemnika, a następnie napełnić pojemnik wodą w ilości 250 ml.

Po wykonaniu tej czynności, ponownie umiejscowić wanienkę na pojemniku i zdjąć pokrywkę.
Głowę należy pochylić i przyłożyć krawędzie wanienki do oczodołu (muszą szczelnie do niego przylegać).
Poprzez uciskanie dłonią pojemnika umożliwić wypływ wody i płukanie oka tak długo, aż zostanie z niego usunięte ciało obce.
Po użyciu aparatu należy go umyć, wysuszyć i schować do woreczka PE.