

Link do produktu: <https://www.twoja-apteczka.pl/czujnik-dwutlenku-wegla-p-1413.html>

Czujnik dwutlenku węgla

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Czujnik dwutlenku węgla

Czujnik umożliwia potwierdzenie prawidłowo wykonanej intubacji oraz właściwej wentylacji pacjenta. Zawartość CO₂ w wydychanym powietrzu jest wizualizowana poprzez zmianę koloru z niebieskiego na kolor żółty.

Łatwo można go włączyć między rurkę intubacyjną lub maskę kraniową i obwód oddechowy dzięki zastosowaniu standardowej złącz 15 mm.

Można użytkować przez 24 godziny.

Prawidłowy cykl oddechowy odpowiada następującym **wskazaniom czujnika**:

- faza wydechowa - kolor żółtozielony lub żółty - zawartość CO₂ - około 5%,
- faza wdechowa - kolor niebieski lub niebieskozielony - zawartość CO₂ - około 0%.