

Link do produktu: <https://www.twoja-apteczka.pl/zestaw-do-konikotomii-mini-trach-ii-metoda-seldingera-100461000-p-490.html>

Zestaw do konikotomii Mini-Trach II metodą Seldingera 100/461/000



Producent

Akme

Opis produktu

ZESTAW DO KONOKOTOMII MINITRACHEOTOMII METODA SELDINGERA - MINITRACH II

Polecany do odsysania wydzieliny zamiast tracheotomii lub intubowania pacjenta.

Konikotomia / Minitracheotomia przeprowadzona profilaktycznie zabezpiecza przed powstaniem problemu zalegania wydzieliny w płucach i jego konsekwencji niebezpiecznych dla pacjenta. Zestaw Mini-Trach II zawiera wszystkie elementy niezbędne do łatwego i skutecznego przeprowadzenia tego zabiegu.

Korzyści:

- Specjalnie zabezpieczony skalpel pozwala na wykonanie prawidłowego nacięcia bez ryzyka uszkodzenia tylnej ściany tchawicy.
- Prowadnica ułatwia wprowadzenie rurki do tchawicy.
- Rurka Blue Line z miękkiego PVC o średnicy wewnętrznej 4.0 mm zapewnia możliwość wentylacji i stanowi dojście dla potrzeb odsysania wydzieliny z dróg oddechowych.
- Tasiemka umożliwią pewne umocowanie rurki, wyposażonej w specjalne uchwyty, do szyi pacjenta.
- Łącznik 15mm dopasowany do średnicy rurki umożliwi połączenie ze standardowym respiratorem.
- Cewnik do odsysania 10F o bardzo dobrym poślizgu zapewnia możliwość odessania wydzieliny natychmiast po założeniu rurki.

W skład zestawu do konikotomii wchodzi:

- skalpel,
- igła Tuohy 16G/2 cm do przekłucia stożka sprężystego krtani,
- strzykawka 10 ml,
- elastyczna prowadnica o długości 50 cm,
- zaoblone rozszerzadło o długości 7 cm,
- zaoblony przewodnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli,
- wykonana z silikonowanego PCW kaniula Blue Line o średnicy wewnętrznej 4 mm,
- łącznik 15mm,
- tasiemki do przytwierdzenia kaniuli do szyi,
- cewnik do odsysania 10F

Praktyczny zestaw do konikotomii.